



プリコーションセット (感染予防用)

Personal Protective Equipment

AAMI 3

- ・袖口サムフックタイプの完全防水プラスチックエプロンをセット化。
- ・プラスチックエプロンは米国規格協会 / 米国医療器具振興協会 PB70による性能分類
AAMI LEVEL 3 準拠 (衝撃透過性 ≤ 1.0 g、耐水性 ≥ 500 cm)
- ・マスクの仕様は**ASTM準拠 LEVEL 1** サージカルマスクをセット。
- ・その他 不織布キャップ・ニトリルグローブ (1双)・シューズカバーをセット。

※ゴーグル付属は
PPE-HICM-02
品番になります。

医療用基準サージカルマスク
ASTM LEVEL 1

使用用途

医療従事者・面会者 向け 感染対策防護衣セット

新型コロナウイルス対策として、検体採取時・ワクチン接種時に用いるセット内容

構成品特徴


- 飛沫感染・接触感染に対し、液体防護性のあるプラスチックエプロン
作業時のズレを防止するサムフックタイプ
- 医療規格ASTM LEVEL 1 サージカルマスク
- ニトリルグローブの1双。(色はブルー・ホワイト)
※調達の関係によりいずれかの色となります
- ゴーグル：密閉型タイプ (O2仕様の場合付属)
- 通気性に優れた不織布キャップ
- 滑り止め付き不織布製シューズカバー (短靴タイプ)

ニトリルグローブ
パウダーフリー

AAMI 3 PEエプロン



頭部保護装備拡大写真



ANSI/AAMI PB70

■ 構成品 1セット毎袋入

| 商品名 | 数量 |
|---------------------------|----|
| 1 PEエプロン (袖付・サムフック) | 1枚 |
| 2 ナースキャップ (ホワイト) VNC-218W | 1枚 |
| 3 サージカルマスク (ゴム紐タイプ) | 1枚 |
| 4 ニトリルグローブPF | 1双 |
| 5 シューズカバー (短靴) | 1足 |

PPE-HICM-02 は上記セット構成品のゴーグル (密閉型) が 有 タイプ

プリコーションセットは、感染を完全に防げるものではありません。使用時に損傷・異常等が発生した場合には、直ちに使用を中止し医師の指示のもと廃棄を行ってください。

| 商品名 | 商品番号 | サイズ | 入数 | 定価 | 滅菌 | 備考 |
|-----------------------|-------------|------|-------------|--------|----|--------|
| プリコーションセット (感染予防用) | PPE-HICM-01 | FREE | 10セット / 箱×2 | オープン価格 | - | |
| | PPE-HICM-02 | FREE | | | | ゴーグルあり |

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS

HEILBART
ハイルバート

【本社営業部】

〒503-0856 岐阜県大垣市新田町4丁目45番地

TEL: 0584 (87) 1020

【東京支店】

〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-5 第二KSビル4F

TEL: 03 (3813) 2463