



プリコーションセット (スタンダード)

STANDARD PRECAUTION SET

AAMI 4

- ・耐水性に優れるPPEラミネート不織布ガウンを標準セットした感染対策製品
- ・米国規格協会 / 米国医療器具振興協会 PB70による性能分類
最上位 **AAMI LEVEL 4 準拠** (衝撃透過性 ≤ 1.0 g、耐水性 ≥ 500 cm)
- ・マスクの仕様は**N95マスク** (WHO感染対策NIOSH認定品) セット
- ・各感染経路 (飛沫感染・接触感染) に対応する装備内容になります。

NIOSH認定
N95マスク



ニトリルグローブ
(インナー・アウター)

AAMI 4 防水アイソレーションガウン

使用用途

医療従事者向け 感染症対策防護衣セット

新型感染症対策として、検査・検診時に用いるセットです
薬剤耐性 (抗がん剤等) 性能を有するガウンです。

チェック!



感染症対策備蓄品のほか、薬局・薬剤部での抗がん剤薬調整時における曝露防止・安全管理にも常時使用可能です。

■抗がん剤耐性試験 (ASTM-D6978-05)

被試験剤 (化学療法薬剤)	透過時間	試験方法
カルムスタン (3.3mg/ml)	27.7分	ASTM D6978-05
チオチバ (10.0mg/ml)	26.8分	
シクロフォスファミド<セントキサン> (20.0mg/ml)	240分まで 透過無し	
塩酸ドキシルビシン<アドリアマイシン> (2.0mg/ml)		
シスプラチン (1.0mg/ml)		
パクリタキセル<タキソール> (6.0mg/ml)		
フルオロウラシル (50.0mg/ml)		
エトゾシド (20.0mg/ml)		
ゾカルビシリン (10.0mg/ml)		

■ANSI/AAMI (米国規格協会 / 米国医療器具振興協会) PB70による性能分類

レベル	試験方法	要求値
1	衝撃透過性 (スプレーインパクト法) AATCC42-2000	$\leq 45g$
2	衝撃透過性 (スプレーインパクト法) AATCC42-2000	$\leq 10g$
3	耐水性 AATCC127:1998	$\geq 200mm$
	衝撃透過性 (スプレーインパクト法) AATCC42-2000	$\leq 10g$
4	耐水性 AATCC127:1998	$\geq 500mm$
	人工血液による透過に対する阻透性の試験方法 ASTM1670:2003	合格
	PhIX174ウイルスによる血液媒介性病原体の透過に対する阻透性の試験 ASTM1670:2	合格

構成品特徴

- 飛沫感染・接触感染に対し、液体防護性のあるガウン
- NIOSH 認定品のN95マスクをセット。
- インナーアウターニトリルグローブの2重構成。
(色はブルー・ホワイト) ※調達の関係によりいずれかの色となります
- 通気性に優れたナースキャップ
- 飛沫防止用フェイスシールド
※調達の関係によりブルー・イエローのいずれかの色となります
- 滑り止め加工付シューズカバー


■構成品

商品名	数量
1 フェイスシールド	1枚
2 ナースキャップ (ホワイト)	1枚
3 AAMI4 防水アイソレーションガウン	1枚
4 N95 マスク (折りたたみ式)	1枚
5 ゴーグル (密閉型)	1個
6 ニトリルグローブ PF (インナー・アウター)	各1双
7 シューズカバー (短靴)	1足

PPE-ST-31 は、ゴーグル (密閉型) 設定がございません



フェイスガード装着時



生地国内力ケンデータ

プリコーションセットは、感染を完全に防げるものではありません。使用時に損傷・異常等が発生した場合には、直ちに使用を中止し医師の指示のもと廃棄を行ってください。

商品名	商品番号	サイズ	入数	定価	滅菌	備考
プリコーションセット (スタンダード AAMI4)	PPE-ST-30	FREE	30 セット / 箱	オープン価格	-	
	PPE-ST-31	FREE	30 セット / 箱	オープン価格	-	ゴーグル無仕様

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS

HEILBART
ハイルバート

【本社営業部】

〒503-0856 岐阜県大垣市新田町4丁目45番地

TEL: 0584 (87) 1020

【東京支店】

〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-5 第二KSビル4F

TEL: 03 (3813) 2463