



# アナラプロン ANATOMY Apron


- 解剖検査時の血液や体液からの接触防止に有用です。
- 院内等で使用される環境を考慮し、クリーンルームにて製造されております。(コンタミ防止策として)
- 防水・耐水性に優れた厚手ポリエチレン製。
- 保存時の異物侵入を防ぐ袋入り仕様、ポップアップタイプ箱
- 専用設計 ①丈が長い ②腰回りも背面まで保護可能

## 【製品仕様】

- 素材：厚手ポリエチレン
- 25枚入 / 箱
- ポップアップ仕様箱（ビニール包装有）



## 【サイズ】



## 【背面（腰部より下）】



## 【使用方法】

- ①製品本体を箱より取り出します
- ②開口部を首にかけ製品を展開します。
- ③腰紐を前結びし装着完了です。

丈が長く設計されておりますので不要の場合は、カットして頂くか、腰紐に巻き付けてご使用下さい。



商品名	商品番号	サイズ・規格	入数	定価	滅菌	JAN
アナラプロン	PE-Y-XL	Free	25枚 / 箱 × 6	140円 / 枚	未滅菌	4560115766711

詳しくは弊社営業担当者までお尋ねください。

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS

**HEIL-BART**  
ハイルバート

【本社営業部】  
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町4丁目45番地  
TEL: 0584 (87) 1020  
【東京支店】  
〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-5 第二KSビル4F  
TEL: 03 (3813) 2463