



エコーカバー (滅菌ゼリー付) Echo Cover

E.O.G 滅菌済

一般医療機器 体表面用超音波プローフカバー
医療機器届出番号 21B3X00010000002

- ・超音波画像診断装置の清潔を保持する為のカバーと滅菌ゼリーのセットになります。
- ・術中や対腔内挿入など、多岐に及ぶ使用場面でのエコー機器の清潔を確保します。
- ・滅菌済み。装着時の簡易さを追求したハイルバー特殊タタミになります。



- 素材 PP (ポリプロピレン製)
- サイズ 120×2000mm
- EOG 滅菌済み

- 挿入口には矢印スタンプ



- 清潔展開しやすい特殊なタタミ方



滅菌ゼリー

Aquasonic 滅菌ゼリーは、術中やバイオプシー検査等に最適な、20ml タイプのゼリーです。また、発汗・温度に対しても優れた安定性を持っており、無臭水溶性で塗布しやすく、乾燥しにくいので、長時間のモニタリングが可能です。



シリコーンゴム

シリコーンゴムは、人体への接触リスクを考慮した、体組織に対する反応が少ない素材です。哺乳瓶用乳首、医療用ゴム栓などに多く利用されている素材をセット可能です。



商品名	商品番号	規格	入数	定価	滅菌
エコーカバー (単品)	PC-EC-1220E	120mm × 2000mm	50 枚 / 箱 × 2	580 円 / 枚	○
エコーカバー (ゴム付)	PC-EC-1220EB2	120mm × 2000mm ゴム 2 本付	50 セット / 箱 × 2	600 円 / セット	
エコーカバー (滅菌ゼリー付)	PC-EC-1220EZ	120mm × 2000mm 滅菌ゼリー付		900 円 / セット	
エコーカバー (滅菌ゼリー・ゴム付)	PC-EC-1220EZB2	120mm × 2000mm 滅菌ゼリー付・ゴム 2 本付	920 円 / セット		

詳しくは弊社営業担当者までお尋ねください。

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS
HEILBAR-T
ハイルバート

◆営業本部
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町 4-45 番地
TEL 0584-87-1020 FAX 0584-87-1029
◆東日本営業所
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-5 スリーワンビル 802
TEL 045-534-6809 FAX 045-534-6819