



# エコーカバー（滅菌ゼリー付） Echo Cover

E.O.G 滅菌済

一般医療機器 体表面用超音波プロープカバー  
医療機器届出番号 21B3X00010000002

- ・超音波画像診断装置の清潔を保持する為のカバーと滅菌ゼリーのセットになります。
- ・体表面用として、多岐に及ぶ使用場面でのエコー機器の清潔を確保します。
- ・滅菌済み。装着時の簡易さを追求したハイルバー特殊タタミになります。



- 素材 PP（ポリプロピレン製）
- サイズ 150 × 2000mm
- EOG 滅菌済み

- 挿入口には矢印スタンプ



- 清潔展開しやすい特殊なタタミ方



## 滅菌ゼリー

Aquasonic 滅菌ゼリーは、術中やバイオプシー検査等に最適な、20ml タイプのゼリーです。また、発汗・温度に対しても優れた安定性を持っており、無臭水溶性で塗布しやすく、乾燥しにくいので、長時間のモニタリングが可能です。



## シリコーンゴム

シリコーンゴムは、人体への接触リスクを考慮した、体組織に対する反応が少ない素材です。哺乳瓶用乳首、医療用ゴム栓などに多く利用されている素材をセット可能です。



| 商品名                   | 商品番号           | 規格                               | 入数             | 定価     | 滅菌 |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--------|----|
| エコーカバー（単品）            | PC-EC-1520E    | 150mm × 2000mm                   | 50 枚 / 箱 × 2   | オープン価格 | ○  |
| エコーカバー<br>（ゴム付）       | PC-EC-1520EB2  | 150mm × 2000mm<br>ゴム 2 本付        | 50 セット / 箱 × 2 |        |    |
| エコーカバー<br>（滅菌ゼリー付）    | PC-EC-1520EZ   | 150mm × 2000mm<br>滅菌ゼリー付         |                |        |    |
| エコーカバー<br>（滅菌ゼリー・ゴム付） | PC-EC-1520EZB2 | 150mm × 2000mm<br>滅菌ゼリー付・ゴム 2 本付 |                |        |    |

詳しくは弊社営業担当者までお尋ねください。

DISPOSABLE MEDICAL PRODUCTS  
**HEIL-BAR-T**  
ハイルバート

【本社営業部】  
〒503-0856 岐阜県大垣市新田町 4 丁目 45 番地  
TEL : 0584 (87) 1020  
【東京支店】  
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-32-5 第二 KS ビル 4 F  
TEL : 03 (3813) 2463